



TELEKAP – video aplikacija TrueConf


1. Zagon aplikacije s dvoklikom na ikono TrueConf

Aplikacija je že nameščena na prenosnem računalniku ali delovni postaji.


- Zagon aplikacije TrueConf 

2. Vpis v aplikacijo TrueConf

- Vpis v aplikacijo Trueconf (ime.priimek) in potrditev z NEXT



- Vpis v gesla za uporabniški ime in potrditev z NEXT




- Če želite, da aplikacija od vas ne zahteva več vpisa, odkljukajte Remember me




3. Aplikacija TrueConf

- Uspešen vstop v aplikacijo vam prikazuje slika spodaj
 1. Ime in priimek vpisane oseb v aplikacijo
 2. telefonski imenik bolnišnic
 3. Nastavitve za kamero in mikrofons
 4. Navigacijska tipka za izpis iz aplikacije
 5. Slika lokalne kamere
 6. Status kamere in mikrofona



4. Pričetek videokonferenčne povezave


- Z miško izberete lokacijo in potrdite z klikom na telefonsko slušalko ob imenu lokacije






5. Uporaba videokonferenčne aplikacije med povezavo

- Med povezavo so na voljo naslednji sklopi
 1. Informacijski zavihek – trajanje konference, kvaliteta povezave....
 2. Navigacijski zavihek – dostop do pogovornega okna, okna udeležencev, celozaslonski način
 3. Navigacijske tipke videokonferenčne povezave:
 - o Izklop/vklop mikrofona
 - o Izklop/vklop kamere
 - o Regulacija glasnosti
 - o Predvajanje vsebin
 - o Prekinitev povezave
 - o Dodatne možnosti




- Obračanje oddaljene kamere, se izvede tako, da se izbere slika lokacije, ki ji želimo obračati kamero. Pojavi se navigacijski meni za obračanje kamere, kot je prikazano na naslednji sliki:





6. Odpravljanje napak

- Vpis v aplikacijo ni uspel:
 - o Preverite ali ste povezani v ZNET okolje (Cisco Any connect)
 - o Preverite ali so podatki za vpis pravilni (uporabniško ime geslo)
- Povezava z oddaljeno lokacijo – ni slike, ni zvoka:
 - o V dodatnih nastavitvah preverite ali je izbrana pravilna strojna oprema



- Pridobitev obsežnih navodil v angleškem jeziku je mogoče pridobiti na:
<https://www.ezdrav.si/storitve/telekap/>